

1

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER:

För patellofemoral smärta

KONTRAIKATIONER: Ej tillämpligt

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Om du känner smärta, svullnad, känsleförändringar eller ovanliga reaktioner när du använder denna produkt skall du omedelbart rådfråga din läkare. Stödet får aldrig bäras över ett öppet sår.

APPLICERINGSINFORMATION:

- Öppna banden och fäst dem löst runt benet. Luftkammaren måste vara mitt under knäskålen.
- Placera skumdynan precis bakom knäet.
- Dra åt bandet så att det sitter hårt men bekvämt. Dra inte åt för hårt.

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING:

Tvätta för hand i ljummet vatten med en mild tvål. Låt lufttorka.

GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av produkten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

INNEHÅLLER EJ LATEX

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KÄYTTÖTARKOITUS/INDIKAATIOT:

Polvilumpion/reisiluun kipuun

KONTRAIKAKAATIOT: —

VAROITUKSET JA VAROTOIMET: Jos koet tätä tuotetta käyttäessäsi kipua, turvotusta, tunnon muutoksia tai epätavallisia reaktioita, pyydä välittömästi neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta. Älä koskaan aseta tukea avohaavan päälle.

ASETUSOHJEET:

- Avaa hihna ja kiinnitä se löysästi jalan ympärille. Ilmatyyny on keskitettävä polvilumpion alapuolelle.
- Keskitä vaahтомуovityyny polven taakse.
- Kiristä hihna tukevaksi mutta mukavaksi. Älä kiristä liikaa.

PUHDISTUSOHJEET:

Pese käsin haaleassa vedessä miedolla saippualla. Anna kuivua itsestään.

TAKUU: DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaisesti tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.

EI SISÄLLÄ LATEKSIA

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

URČENÉ POUŽITÍ/ INDIKACE:

Při bolestech ve femoropatelní oblasti.

KONTRAIKAKACE: Nejsou známy

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Pokud při použití tohoto produktu pocítujete jakoukoli bolest, otok, změny citu při doteku nebo jakékoli neobvyklé reakce, obraťte se neprodleně na svého lékaře. Nikdy nenoste podporu přes otevřenou ránu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Uvolněte pásek a volně jej upevněte kolem nohy. Vzduchová buňka musí být uprostřed pod chráničem kolena.
- Pěnovou podložku umístěte do středu za kolenem.
- Utáhněte pásek pevně, avšak pohodlně. Neutahujte jej nadměrně.

POKYNY PRO ČISTĚNÍ:

Perte v ruce ve vlažné vodě s jemným mýdlem. Sušte na vzduchu.

ZÁRUKA: DJO, LLC provádí opravu nebo výměnu celého výrobku či jeho části a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodeje.

NEOBSAHUJE LATEX

PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRECTA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRECTO DO DISPOSITIVO.

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES:

Para dor femoropatelar

CONTRA-INDICAÇÕES: N/A

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Se sentir qualquer dor, inchaço, mudanças de sensação ou qualquer reacção anormal enquanto usar este produto, consulte imediatamente o seu médico. Nunca coloque este suporte sobre uma ferida aberta.

INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO:

- Desaperte a tira e coloque frouxamente à volta da perna. A célula pneumática deverá ficar centrada abaixo da cápsula articular.
- Centre a almofada de espuma sob o joelho.
- Aperte a tira até um nível simultaneamente firme e confortável. Não aperte demasiado.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

Lave à mão em água morna com um detergente suave. Deixe secar ao ar.

GARANTIA: A DJO, LLC reparará ou substituirá toda a unidade, ou parte da mesma, e os seus acessórios devido a defeitos de materiais ou de fabrico durante um período de seis meses a partir da data da venda.

SEM LÁTEX

CHINESE

使用本器械之前,请仔细阅读地阅读下列使用说明。正确的应用对器械发挥正常功能非常重要。

用途/适应症:

骸骨疼痛综合症

禁忌症: 不适用

警告及注意事项: 如果在使用此类产品过程中感到疼痛、肿胀、感觉变化或其他任何异常的反应、请立即咨询您的医生。切忌在未包扎的伤口上使用此类设备。

应用信息:

- 松开带子并宽松地绑在腿周围。气囊必须集中在膝盖骨下方。
- 中心泡沫垫在膝盖后面。
- 绷紧带子使之处于稳固、舒适的状态。切忌过度绷紧。

清洗指示:

使用中性质皂在温水中用手清洗。风干。

保证: 自购买之日起六个月内、如果出现材料或工艺方面的缺陷、DJO、LLC 将完整或部分地维修或更换设备及其附件。

不含乳胶

JAPANESE

本製品を使用する前に必ず次の取扱説明をよくお読みください。本製品が適正に機能するためには正しい使用法が不可欠です。

適応:

PFPS向け

禁忌: 該当なし

警告および注意:この製品の使用中に疼痛や腫れ、感覚の変化、異常な反応を感じた場合は、すぐに医療従事者に相談してください。このサポートは決して開放創の上に装着しないでください。

装着手順:

- ストラップを解いて、脚のまわりに軽く固定します。エアセルが膝蓋の下に位置するようにしてください。
- 膝の裏にフォームパッドを当てます。
- ストラップをきつくなりすぎないようにしっかりと締めます。締めすぎないでください。

清浄手順:

低刺激性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いし、空気乾燥させてください。


保証: DJO, LLC は、材料や工程の不具合に対しては、購入年月日から6ヶ月間に限りユニットおよび付属品のすべてまたは一部を修理あるいは交換します。

ラテックス不使用

REV H

©2006 DJO, LLC

01A180



INFRAPATELLAR BAND

Banda infrarrotuliana
Infrapatellares Band
Fascia infrapatellare
Bandage infrapatellaire
Infrapatellaire band
Infrapatelárna páska
Infrapatellart bånd
Infrapatellarband
Polvilumpion tukinauha
infrapatelární páska
Faixa Infrapatelar
下膝蓋骨種帯
膝蓋下バンド

DJO
NEVER STOP GETTING BETTER



DJO
LISTED
NYSE

OBS: ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT ÖPPNÄ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMNAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.


HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRYTT VARMISTAMAAN, ETTÄ TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVYYS JA MUKAVUUS OLSIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUUTA EI ANNETA SIITÄ, ETTÄ VAHINKO VOITAIKSI ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.

OZNÁMENÍ: OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNIK VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZISKÁNÍ MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITY FUNKCE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZABRÁNÍ PORANĚNÍ.

AVISO: EMBORA TENHAM SIDO FEITOS TODOS OS ESFORÇOS EM TERMOS DE TÉCNICAS PARA SE OBTER UMA COMPATIBILIDADE MÁXIMA DA FUNÇÃO, FORÇA, DURABILIDADE E CONFORTO, NÃO GARANTIMOS QUE NÃO OCORRERÃO LESÕES COM A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS.

注意:我们竭尽全力采用最先进的技术,以获得最佳的功能兼容性、强度、耐久性和舒适度,但我们不保证在使用本产品过程中能够防止所有的伤害。

注記:機能や強度、耐久性、快適性を最適化できるよう最先端技術によりあらゆる努力が払われていますが、本製品の使用により負傷が予防されるという保証はまったくありません。



ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USE/INDICATIONS:
For patellofemoral pain

CONTRAINDICATIONS: N/A

WARNINGS AND PRECAUTIONS: If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately. Never wear the support over an open wound.

APPLICATION INFORMATION:

1. Unfasten strap and loosely secure around leg. Aircell must be centered below the knee cap.
2. Center foam pad behind knee.
3. Tighten strap to a firm, comfortable level. Do not over tighten.

CLEANING INSTRUCTIONS:

Hand wash in lukewarm water with mild soap. Air dry.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

LATEX FREE

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

APLICACIONES / INDICACIONES:
Para el dolor patelofemoral

CONTRAINDICACIONES: N/D

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Si experimentara dolor, inflamación, cambios en la sensación o cualquier reacción inusual al usar este producto, consulte a su médico inmediatamente. No colocar este soporte sobre una herida abierta.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:

1. Desabroche la correa y sujétela sin apretar alrededor de la pierna. Se debe centrar la celdilla neumática debajo de la rótula.
2. Centre la almohadilla de espuma detrás de la rodilla.
3. Ajuste la correa hasta que se sienta firme y cómoda. No apriete excesivamente.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Lávala a mano con agua tibia y un jabón suave. Séquela al aire libre.

GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

NO CONTIENE LÁTEX

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DES KISSENS BITTE DIE GEBRAUCHS-ANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DES KISSENS IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ZWECKBESTIMMUNG/INDIKATIONEN:
Gegen Schmerzen im patellofemorale Bereich

KONTRAINDIKATIONEN: Keine

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

Wenn während der Verwendung dieses Produktes Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsveränderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, sollten Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt aufnehmen. Die Vorrichtung auf keinen Fall über einer offenen Wunde tragen.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Den Gurt lösen und locker um das Bein anziehen. Die Luftzelle muss unter der Kniescheibe zentriert sein.
2. Das Schaumstoffpolster hinter dem Knie zentrieren.
3. Den Gurt anziehen, bis er bequem sitzt. Nicht zu fest anziehen.

REINIGUNGSANWEISUNGEN:

Mit einer milden Seifenlösung in lauwarmem Wasser von Hand waschen. An der Luft trocknen lassen.

GARANTIE: DJO, LLC garantiert bei Material- oder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch der kompletten Vorrichtung oder eines Teils der Vorrichtung und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

LATEXFREI

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN FUNZIONAMENTO CORRETTO.

INDICAZIONI/USO PREVISTO:
per dolore patellofemorale.

CONTROINDICAZIONI: N/A

AVVERTENZE E PRECAUZIONI: qualora durante l'utilizzo di questo prodotto si avvertano dolore, gonfiori, sensazioni diverse o qualsiasi reazione inconsueta, rivolgersi immediatamente al medico curante. Non indossare mai la fascia in presenza di ferite non cicatrizzate.

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

1. Aprire la cinghia e fissarla intorno alla gamba senza stringere. La cella d'aria deve essere centrata sotto la rotula.
2. Centrare l'imbottitura di gommapiuma dietro il ginocchio.
3. Stringere la cinghia in modo che risulti stabile e comoda. Non stringere eccessivamente.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: lavare a mano con detergente delicato in acqua tiepida. Asciugare all'aria.

GARANZIA: DJO, LLC s'impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali rinvenuti entro sei mesi dalla data di acquisto.

NON CONTIENE LATTICE

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION/INDICATIONS :
Pour les douleurs fémoro-patellaires

CONTRE-INDICATIONS : Sans objet

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS : En cas de douleur, enflure, modification de la sensation ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin. Ne jamais porter le support sur une blessure ouverte.

INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION :

1. Détacher la sangle et l'attacher sans serrer autour de la jambe. Le coussin d'air doit être centré sous la rotule.
2. Centrer le matelassage en mousse sur l'arrière du genou.
3. Serrer la sangle à un niveau ferme et confortable. Ne pas trop serrer.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

Laver à la main dans de l'eau tiède avec un savon doux. Sécher à l'air.

GARANTIE : DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

SANS LATEX

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. NIJST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

BEDOELD GEBRUIK/INDICATIES:
Voor patellofemorale pijn

CONTRA-INDICATIES: N.v.t.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN: Als u enige pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt terwijl u dit product gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw medische zorgverlener. Draag de band nooit over een open wond.

INFORMATIE OVER HET AANBRENGEN:

1. Maak het bandje los en bevestig het losjes om het been. De luchtcel moet onder de knieschijf gecentreerd zijn.
2. Centreer het schuimkussen achter de knie.
3. Haal het bandje stevig, maar toch comfortabel aan. Niet te strak aanhalen.

AANWIJZINGEN VOOR REINIGING:

Me de hand in lauw water met milde zeep wassen. Aan de lucht drogen.

GARANTIE: DJO, LLC zal gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum het product en de bijbehorende accessoires geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen als materiaal- of fabricagefouten geconstateerd worden.

BEVAT GEEN LATEX

SLOVENČINA

PRED POUŽITJEM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.

ZAMÝŠLANÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE:
Pri patellofemorálnej bolesti

KONTRAINDIKÁCIE: –

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: Pokiaľ pociťujete akúkoľvek bolesť, opuch, zmeny citlivosti alebo akékoľvek neobvyklé reakcie pri použití tohto produktu, okamžite to konzultujte so svojím lekárom. Nikdy nenoste pomôcku na otvorenú ranu.

INFORMÁCIE O APLIKÁCIÍ:

1. Odopnite popruhy a voľne upevnite okolo nohy. Vzduchové telieska musia byť sústredené pod čiapočkou kolena.
2. Umiestnite penový vankúšik za koleno.
3. Utiahnite popruh na pevnú a pohodlnú úroveň. Príliš nepriťahnite.

INŠTRUKCIE NA ČISTENIE:

Umyvajte ručne vo vlažnej vode s mydlom. Sušte na vzduchu.

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

BEZ LATEXU

DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILSIGTET BRUG/INDIKATIONER:

Til patellofemorale smerter

KONTRAINDIKATIONER: —

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER: Hvis der opstår smerter, hævelser, følelsesmæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af produktet, skal lægen straks kontaktes. Brug aldrig båndet på et åbent sår.

ANVENDELSE:

1. Løs remmen og fastgør den løst omkring benet. Luftcellen skal være centreret under knæskallen.
2. Centrér skumgummipuden bag knæet.
3. Stram remmen, så den sidder fast, men bekvemt. Stram ikke for meget.

RENGØRINGSANVISNINGER:

Vaskes i hånden i lunket vand med mild sæbe. Lufttørres.

GARANTI: Op til seks måneder efter købsdatoen vil DJO, LLC helt eller delvist reparere eller udskifte udstyret og dets tilbehør i tilfælde af fejl i materialet eller udførelse.

LATEXFRI

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSATZ MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEN SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESER PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

AVVISO: SEBBENE LE ATTUALI TECNOLOGIE MIRINO AD ASSICURARE LA MASSIMA COMPATIBILITÀ FUNZIONALE, RESISTENZA, DUREVOLEZZA E COMODITÀ NON ESISTE ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO SIA IN GRADO DI EVITARE EVENTUALI LESIONI.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENDRA TOUT PRÉJUDICE CORPOREL.

OPMERKING: HOEWEL ALLE MOGELIJKE TOPTECHNOLOGISCHE INSPANNINGEN ZIJN GELIEVERD OM EEN MAXIMALE COMPATIBELE FUNCTIE, STERKTE, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE CREËREN, IS ER GEEN GARANTIE DAT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT LETSELS VOORKOMT.

POZNÁMKA: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEŠÍCH TECHNIK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZISKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUKIŤ, ŽE POUŽIVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

ERKLÆRING: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FORENEDE MAKSIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNDGÅ LÆSIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.