



Crossover

Crossover • Crossover Short • Crossover ROM
Application Instructions CP020131 Rev H 01/11



Crossover • Crossover Short • Crossover ROM Front Closure Versions



1. Loosen all straps.
Unfasten all the straps and detach from one upright, leaving the D-ring end attached to the other upright. This allows more freedom when fitting the brace to the leg.

1. Alle Gurte lösen.
Alle Gurte lösen und von einem senkrechten Element losmachen, und das D-Ring-Ende am anderen senkrechten Element befestigt lassen. Dies bietet mehr Freiheit beim Befestigen der Schiene am Bein.


1. Maak alle straps los.
Maak alle straps los en verwijder ze van één verticale balein, maar laat het einde van de D-ring vast aan de andere balein. Dit zorgt voor meer vrijheid wanneer de brace op het been wordt aangebracht.

1. Allentare tutte le cinghie.
Allentare tutte le cinghie e staccare da un'asta montante, lasciando l'estremità dell'anello D agganciato all'altra asta montante. Questo permette maggiore libertà quando si adatta il tutore alla gamba.

1. Aflojar todas las correas.
Afloje todas las correas y quítelas de un soporte, dejando el extremo de la anilla en forma de D enganchado al otro soporte. Esto permite más libertad de movimiento al ajustar el aparato en la pierna.

1. Desserrez toutes les sangles.
Desserrez toutes les sangles et détachez à partir du tuteur, en laissant l'extrémité de l'anneau en D attachée à l'autre tuteur. Cela offre plus de liberté pour ajuster l'orthèse sur la jambe.

2a



2. Apply Spacer Mesh Wrap.
a. While seated with the leg bent at 60°, and without removing the hinges or the straps, wrap the sleeve around the leg so that the hinges are lined up with the center of the knee.
b. Close the lower wrap with the hook-to-pile fastener.

2. Wickel anwenden.
a. Ohne die Scharniere oder die Gurte zu entfernen, die Manschette um das Bein wickeln, so dass die Scharniere zur Kniemitte ausgerichtet sind.
b. Den unteren Wickel mit dem Hakenbefestigung schließen.


2. Breng wrap aan.
a. Trek de kous rond het been zonder de scharnieren of de straps te verwijderen, zodat de scharnieren zich ter hoogte van het midden van de knie bevinden.
b. Sluit de wrap onderaan met de velcro.

2. Applicare la fascia.
a. Senza rimuovere le cerniere o le cinghie, avvolgere la fascia intorno alla gamba così che le cerniere siano allineate col centro del ginocchio.
b. Fissare la fascia inferiore con il velcro.

2. Aplicar la protección.
a. Sin quitar las bisagras o las correas, coloque la funda en la pierna de forma que las bisagras se encuentren alineadas con el centro de la rodilla.
b. Cierre la protección inferior con el cierre tipo gancho.

2. Appliquez l'enveloppe.
a. Sans enlever les charnières ou les sangles, enrroulez la feuille autour de la jambe afin d'aligner les charnières avec le centre du genou.
b. Fermez l'enveloppe inférieure à l'aide du velcro.

3



3. Close Upper Wrap.
Lightly position the upper hook-to-pile fastener. If necessary, re-position the wrap for an even fit. The front hole must be positioned directly over the knee cap (patella) as shown above.
NOTE: Hinge uprights should be checked for alignment prior to securing the straps.

3. Unteren Wickel schließen.
Obere Hakenverbindung leicht positionieren. Gegebenenfalls die Position des Wickels anpassen, so dass er gut sitzt.
HINWEIS: Die Ausrichtung der senkrechten Scharnierelemente ist zu prüfen, bevor die Gurte befestigt werden.


3. Sluit wrap bovenaan.
Sluit de velcro bovenaan lichtjes aan. Verplaats indien nodig de wrap voor een betere aansluiting.
OPMERKING: De positie van de verticale scharnierielen dient te worden gecontroleerd voor de straps worden vastgemaakt.

3. Fissare la fascia superiore.
Posizionare delicatamente il velcro superiore. Se necessario, riposizionare la fascia per adattarla in modo uniforme.
Nota: le aste montanti delle cinghie devono essere controllate per verificarne l'allineamento prima di assicurare le cinghie.

3. Cerrar la protección superior.
Coloque con cuidado el cierre tipo gancho superior. Si fuera necesario, vuelva a colocar la protección para lograr un ajuste correcto.
NOTA: Debe comprobar que los soportes de la bisagra se encuentran alineados antes de asegurar las correas.

3. Fermez l'enveloppe inférieure
Positionnez doucement le velcro supérieur. Si nécessaire, repositionnez l'enveloppe pour que tout soit bien ajusté.
NOTE : L'alignement des tuteurs de charnière doit être vérifié avant d'attacher les sangles.

4



4. Secure Lower Strap.
Wrap the lower strap around the brace, then loop the strap through the D-ring. Pull back to tighten, and press to close.

4. Unteren Gurt befestigen.
Den unteren Gurt um die Schiene wickeln, dann den Gurt durch den D-Ring ziehen. Festziehen und zum Schließen drücken.


4. Maak onderste strap vast.
Trek de onderste strap rond de brace en haal dan de strap door de D-ring. Trek aan en druk om te sluiten.

4. Assicurare la cinghia inferiore
Avvolgere la cinghia inferiore intorno al tutore, poi far passare la cinghia attraverso l'anello D. Tirare indietro per fermare, e premere per chiudere.

4. Asegurar la correa inferior.
Coloque la correa inferior en el aparato y, a continuación, enganche la correa en la anilla en forma de D. Tire hacia atrás para apretarla y pulse para cerrarla.

4. Attachez la sangle inférieure.
Enroulez la sangle inférieure autour de l'orthèse, puis passez la sangle dans l'anneau en D. Tirez en arrière pour serrer et appuyez pour fermer.

5



5. Secure Upper Strap.
Wrap the upper strap around the brace, then loop the strap through the D-ring. Pull back to tighten, and press to close. Secure the two remaining straps in the same manner.
NOTE: The Crossover Short has only two straps.

5. Oberen Gurt befestigen.
Den oberen Gurt um die Schiene wickeln, und dann durch den D-Ring ziehen. Festziehen und drücken, um zu schließen drücken. Die anderen beiden Gurte in derselben Weise befestigen.
HINWEIS: Die Crossover Short-Ausführung hat nur zwei Gurte.

5. Maak bovenste strap vast.
Trek de bovenste strap rond de brace en haal dan de strap door de D-ring. Trek aan en druk om te sluiten. Maak de twee overblijvende straps op dezelfde manier vast.
OPMERKING: De Crossover Short heeft slechts twee straps.


5. Assicurare la cinghia superiore
Avvolgere la cinghia superiore intorno al tutore, poi far passare la cinghia attraverso l'anello D. Tirare indietro per fermare, e premere per chiudere. Assicurare le due restanti cinghie nello stesso modo.
Nota: Il modello Crossover Short ha solo due cinghie.

5. Asegurar la correa superior.
Coloque la correa superior en el aparato y, a continuación, enganche la correa en la anilla en forma D. Tire hacia atrás para apretarla y pulse para cerrarla. Asegure las dos correas restantes utilizando el mismo método.
NOTA: El modelo Crossover Short sólo dispone de dos correas.

5. Attachez la sangle supérieure.
Enroulez la sangle supérieure autour de l'orthèse, puis passez la sangle dans l'anneau en D. Tirez en arrière pour serrer et appuyez pour fermer. Attachez les deux sangles restantes de la même façon.
NOTE : Le Crossover Short n'a que deux sangles.

Crossover ROM Hinge Instructions

A. Move uprights to the desired position between the prescribed range of motion (ROM).
B. Press the gray extension button and slide it to the desired setting. The button will spring out to set the extension range of motion.
C. Press the gray flexion button and slide it to the desired setting. The button will spring out to set the flexion range of motion.
D. To lock the brace at -10, 0, 10, 20, 30, or 40 degrees, move the uprights aligning the indicator mark with the prescribed setting in orange. Then slide the orange lock tab toward the hinge. This will lock the brace in place.



Crossover ROM instructies voor scharnier
A. Draai tot de gewenste bewegingsomvang (ROM).
B. Druk de grijze extensieknop in en schuif tot de gewenste instelling. De knop klikt vast om de bewegingsomvang aan te geven.
C. Druk de grijze flexieknop in en schuif tot de gewenste instelling. De knop klikt vast om de bewegingsomvang aan te geven.
D. Om de brace vast te zetten op -10, 0, 10, 20, 30 of 40 graden, dient u de verticale baleinen te bewegen zodat de wijzer gericht is naar de oranje instelling. Schuif de oranje borglip naar het scharnier. Op die manier klikt de brace op zijn plaats.

Crossover ROM-Scharnieranweisungen
A. Senkrechte Stützen in die gewünschte Position zwischen dem vorgeschriebenen Bewegungsbereich (ROM) bringen.
B. Den grauen Extensionsknopf drücken und zur gewünschten Einstellung schieben. Der Knopf springt heraus, um den Bewegungsbereich für die Extension einzustellen.
C. Den Grauen Flexionsknopf drücken und zur gewünschten Einstellung schieben. Der Knopf springt heraus, um den Bewegungsbereich für die Extension einzustellen.
D. Um die Schiene bei -10, 0, 10, 20, 30 oder 40 Grad zu verriegeln, die senkrechten Stützen schieben, um die Anzeigemarkierung zur vorgeschriebenen Einstellung (orangefarben) auszurichten. Dann die orangefarbene Verriegelungslasche zur Schiene hin schieben. Die Schiene wird dadurch festgesetzt.


Istruzioni per cerniera Crossover ROM
A. Spostare le aste montanti verso la posizione desiderata tra il range di movimento (ROM) prescritto.
B. Premere il rivetto di estensione grigio e farlo scorrere nell'impostazione desiderata. Il rivetto scatterà impostando l'estensione articolare.
C. Premere il rivetto di flessione grigio e farlo scorrere nell'impostazione desiderata. Il rivetto scatterà impostando l'estensione articolare.
D. Per bloccare il tutore a -10, 0, 10, 20, 30 o 40 gradi, spostare le aste montanti allineando il segno dell'indicatore con l'impostazione prescritta in arancione. Fare poi scorrere la linguetta di bloccaggio arancione verso la cerniera. Questa bloccherà il tutore.

Crossover ROM: Instrucciones de la bisagra
A. Mueva la bisagra hasta la posición que desee dentro del alcance de movimiento recomendado (ROM).
B. Pulse el botón de extensión gris y deslícelo hasta alcanzar el ajuste que desee. El botón se saldrá para ajustarse al rango de extensión de movimiento.
C. Pulse el botón de flexión gris y deslícelo hasta alcanzar el ajuste que desee. El botón se saldrá para ajustarse al rango de extensión de movimiento.
D. Para bloquear el aparato en -10, 0, 10, 20, 30 o 40 grados, mueva los soportes alineando la marca indicadora con el ajuste recomendado de color naranja. A continuación, deslice la lengüeta de bloqueo naranja hacia la bisagra. Este proceso bloqueará al aparato.

Crossover ROM: Instructions concernant la charnière
A. Poussez vers le haut jusqu'à la position voulue, dans l'amplitude de mouvement (ROM = range of motion) prescrite.
B. Appuyez sur le bouton gris de réglage de l'extension et faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée. Le bouton se détendra pour régler l'amplitude d'extension.
C. Appuyez sur le bouton gris de réglage de la flexion et faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée. Le bouton se détendra pour régler l'amplitude d'extension.
D. Pour verrouiller l'orthèse sur -10, 0, 10, 20, 30 ou 40 degrés, déplacez les montants de façon à ce que le repère soit aligné avec le réglage prescrit représenté en orange. Faites ensuite glisser la patte de verrouillage orange vers la charnière. L'orthèse sera ainsi immobilisée.

Crossover • Crossover Short Pull-Up Versions

1



1. Loosen All Straps.
Loosen all straps to their maximum circumference, leaving D-ring end attached to hinge arm. This allows more freedom when pulling the brace onto leg.

1. Alle Gurte lösen.
Alle Gurte auf ihren maximalen Umfang lösen, das D-Ring-Ende am Scharnierarm befestigt lassen. Dies bietet mehr Freiheit; wenn die Schiene auf das Bein gezogen wird.



1. Maak alle straps los.
Maak alle straps zo ver mogelijk los, maar laat het einde van de D-ring vast aan de scharnierarm. Dit zorgt voor meer vrijheid wanneer de brace op het been wordt getrokken.

1. Allentare tutte le cinghie.
Allentare tutte le cinghie fino alla circonferenza massima, lasciando l'estremità dell'anello D agganciato all'altra asta montante. Questo permette maggiore libertà quando si adatta il tutore alla gamba.

1. Aflojar todas las correas.
Afloje todas las correas hasta que alcancen su circunferencia máxima, dejando el extremo de la anilla en forma de D enganchado con el brazo de la bisagra. Esto permite más libertad de movimiento al tirar del aparato sobre la pierna.

1. Desserrez toutes les sangles.
Desserrez toutes les sangles au maximum de leur longueur en laissant l'extrémité de l'anneau en D attachée au bras de la charnière. Cela offre plus de liberté au moment de tirer l'orthèse sur la jambe.

2



3. Unteren Gurt befestigen.
Den unteren Gurt um die Schiene wickeln, dann durch den D-Ring ziehen. Festziehen und drücken, um zu schließen.



3. Maak onderste strap vast.
Trek onderste strap rond brace en haal dan strap door D-ring. Trek aan en druk om te sluiten.

3. Assicurare la cinghia inferiore
Avvolgere la cinghia inferiore intorno al tutore, poi far passare la cinghia attraverso l'anello D. Tirare indietro per fermare, e premere per chiudere.

3. Asegurar la correa inferior.
Coloque la correa inferior en el aparato y, a continuación, enganche la correa en la anilla en forma de D. Tire hacia atrás para apretarla y pulse para cerrarla.

3. Attachez la sangle inférieure.
Enroulez la sangle inférieure autour de l'orthèse, puis passez la sangle dans l'anneau en D. Tirez en arrière pour serrer et appuyez pour fermer.

4a



4. Secure Top Straps
a. Wrap strap around brace, then loop strap through D-ring.
b. Pull back to tighten, press to close.
NOTE: Crossover Short has two straps and the Crossover Brace has four straps (Crossover Brace is shown).
c. On Crossover Brace, repeat steps on straps three and four, alternating front to back.

4. Obere Gurte befestigen.
a. Gurt um die Schiene wickeln, dann durch den D-Ring ziehen.
b. Zum Festziehen zurückziehen, zum Schließen drücken.
HINWEIS: Crossover Short Brace hat zwei Gurte, Crossover Brace hat vier Gurte (Crossover Brace ist dargestellt).
c. Bei der Crossover Brace, die Schritte mit Gurt drei und vier wiederholen, dabei Vorder- und Rückseite abwechseln.

4. Maak bovenste straps vast
a. Trek strap rond brace en haal dan strap door D-ring.
b. Trek aan, druk om te sluiten.
OPMERKING: De Crossover Short Brace heeft twee straps en de Crossover Brace heeft vier straps (Crossover Brace is afgebeeld).
c. Herhaal de stappen bij straps drie en vier van de Crossover Brace, en wissel daarbij voor- en achterzijde af.

4. Assicurare le cinghie superiori
a. Avvolgere la cinghia intorno al tutore, poi far passare la cinghia attraverso l'anello D.
b. Tirare indietro per fermare, e premere per chiudere.
Nota: il tutore modello Crossover Short ha due cinghie mentre il tutore modello Crossover ha quattro cinghie (il tutore mostrato in figura è il modello Crossover).
c. Sul tutore Crossover, ripetere le fasi sulle cinghie tre e quattro, alternando la parte anteriore con quella posteriore.

4. Asegurar las correas superiores
a. Coloque la correa en el aparato y, a continuación, enganche la correa en la anilla en forma de D.
b. Tire hacia atrás para apretarla y pulse para cerrarla.
NOTA: Crossover Short Brace dispone de dos correas y Crossover Brace dispone de cuatro correas (se muestra Crossover Brace).
c. En Crossover Brace, repita los pasos que hacen referencia a las correas (tres y cuatro), alternando la parte frontal y la parte posterior.

4. Attachez les sangles du haut
a. Enroulez la sangle autour de l'orthèse, puis passez la sangle dans l'anneau en D.
b. Tirez en arrière pour serrer et appuyez pour fermer.
NOTE : L'orthèse Crossover Short dispose de deux sangles et l'orthèse Crossover dispose de quatre sangles (l'orthèse Crossover est montrée).
c. En ce qui concerne l'orthèse Crossover, répétez les étapes concernant les sangles trois et quatre, en partant de l'avant vers l'arrière.

This device is offered for sale by or on the order of a physician or other qualified medical professional.

Indications: Indicated for immediate application following injury or operative procedures to reduce pain and swelling and aid in healing.

Caution: Activity modification and proper rehabilitation are an essential part of a safe treatment program. If any additional pain or other symptoms occur while using this device, discontinue use and seek medical attention.

Caution: The range-of-motion stops on both the medial and lateral hinges must be set the same.

Caution: This device is not intended to prevent injury, or reduce or eliminate the risk of re-injury.

Dieses Gerät wird von oder auf Anordnung von einem Arzt oder einer medizinischen Fachkraft zum Verkauf angeboten.

Indikationen: Indiziert zur sofortigen Anwendung nach einer Verletzung oder operativem Eingriff, um Schmerz und Schwellung zu lindern und bei der Heilung zu helfen.

Vorsicht: Aktivitätsänderung und richtige Rehabilitation sind ein wichtiger Teil einer sicheren Therapie. Wenn bei der Verwendung dieses Geräts zusätzliche Schmerzen oder andere Symptome auftreten, die Verwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

Vorsicht: Die ROM-Haltepunkte an den medialen und lateralen Gelenken müssen gleich sein.

Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht zur Vermeidung von Verletzungen oder zum Verringern oder Ausschließen des Risikos einer neuen Verletzung gedacht.

La venta de este dispositivo queda restringida a los médicos y demás facultativos cualificados, o por prescripción de éstos.

Indicaciones: indicado para su uso inmediato después de una lesión o procedimientos quirúrgicos con el objetivo de reducir el dolor y la inflamación y facilitar la curación.

Precaución: la modificación de la actividad y la rehabilitación adecuada representan una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Si observa cualquier dolor u otros síntomas adicionales durante la utilización de este dispositivo, interrumpa su utilización y solicite asistencia médica.

Precaución: los topes del rango de movimiento situados en las bisagras medial y lateral deben ajustarse al mismo tiempo.

Precaución: este dispositivo no está diseñado para evitar lesiones ni para reducir o eliminar el riesgo de volver a lesionarse.

Cet appareil est mis en vente ou commandé par un médecin ou par un professionnel qualifié du domaine médical.

Indications : indiquées pour une application immédiate après une blessure ou une opération pour réduire la douleur et le gonflement et pour favoriser la guérison.

Mise en garde : la modification des activités et une rééducation appropriée sont des éléments essentiels d'un traitement réussi. Si des douleurs supplémentaires ou d'autres symptômes se produisent en utilisant cet appareil, interrompez l'utilisation et demandez des conseils à un médecin.

Mise en garde : les butées de plage de mouvement aux charnières médiales et latérales doivent être réglées idementement.

Mise en garde : Cet appareil n'est pas conçu pour empêcher des blessures ou pour réduire ou éliminer le risque de nouvelle blessure.

Il tutore può essere venduto solo su prescrizione di un medico o indicazione di uno specialista del settore.

Indicazioni: indicato per l'applicazione immediata in seguito a lesione o interventi, per ridurre il dolore e il gonfiore e per favorire la guarigione.

Attenzione: la modifica delle proprie attività e una corretta riabilitazione sono parte essenziale di un sano programma di cura. In caso di dolore o di altra sintomatologia durante l'uso del tutore, rimuoverlo e consultare un medico.

Attenzione: gli arresti dell'escursione articolare sulle cerniere mediale e laterale devono essere impostati in modo uguale.

Attenzione: il tutore non è indicato per prevenire lesioni o ridurre o eliminare il rischio di nuove lesioni.

この器具は、医師、または認定を受けた医療専門家による販売を通じて提供されるものです。 適応: 怪我や手術直後の痛みや腫れを軽減し、また治療の支援として適応させていただきます。 警告: 活動を修正し適切なりハビリテーションを行うことは、安全な治療プログラムに必須条件です。この器具のご使用中に痛みが加わったり、他の兆候が現れたりした場合は、使用を停止し医療関係者の指示を受けてください。 警告: 中央部および側部のヒンジの動作範囲も、ともに停止位置が同じになるように設定してください。 警告: この器具は怪我の発生を防いだり、怪我の再発の軽減や防止を意図したものではありません。 警告: この器具は、上記内容を適応対象として開発されたもので、スポーツや、落下、あるいはその他の事故、また

For product information or questions pertaining to sales or service, please contact the national distributor in your area or Bledsoe Brace Systems directly.

Manufactured by:
Bledsoe Brace Systems™
2601 Pinewood, Grand Prairie, Texas, 75051, USA
Toll Free Tel. **1.888.BLED SOE (253.3763)**
Or 1.800.527.3666 • Local 972.647.0884
Local FAX 972.660.5495
www.BledsoeBrace.com

Caution: This device has been developed for the indications listed above, and may be damaged by unusual activities such as sports, falls, or other accidents, or exposure of the hinges to debris or liquids. Do not leave this device in a car on a hot day, or in any other place where the temperature may exceed 150°F (65°C) for any extended period of time. To avoid the risk of accident and possible injury to the patient, discontinue use if such an incident has occurred.

Warranty: This device is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. These warranties apply to devices that have not been modified or subjected to misuse, abuse or neglect. This device is expressly subject to Bledsoe's Product Line Limited Warranty. Copies of this limited warranty can be obtained from your medical professional, via the internet at www.BledsoeBrace.com, or by calling 1-888-BLED SOE (253-3763).

Vorsicht: Dieses Gerät wurde für die oben aufgeführten Indikationen entwickelt und kann durch ungewöhnliche Aktivitäten wie Sport, Stürze oder andere Unfälle bzw. den Kontakt der Gelenke mit Fremdkörpern oder Flüssigkeiten beschädigt werden. Dieses Gerät nicht an einem heißen Tag im Auto oder an einem anderen Ort lassen, an dem die Temperaturen über einen längeren Zeitraum 65° C (150° F) erreichen können. Um das Risiko eines Unfalls und eine mögliche Verletzung des Patienten zu vermeiden, das Gerät nicht weiter verwenden, wenn es zu einem solchen Vorfall gekommen ist.

Garantie: Für dieses Gerät wird garantiert, dass es in einem Zeitraum von 90 Tagen keine Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Diese Garantien gelten für Geräte, die nicht modifiziert wurden oder unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch oder Nachlässigkeit ausgesetzt waren. Dieses Gerät unterliegt ausdrücklich der limitierten Garantie der Bledsoe-Produktreihe. Exemplare dieser limitierten Garantie erhalten Sie von Ihrem Arzt, über das Internet auf www.BledsoeBrace.com oder bei einem Anruf unter 1-888-BLED SOE (253-3763).

Precaución: este dispositivo ha sido desarrollado para las indicaciones mencionadas anteriormente y puede sufrir daños como consecuencia de actividades inusuales, tales como deportes, caídas u otros accidentes, o por la exposición de las bisagras a desechos o líquidos. No deje este dispositivo en el maletero de un coche en un día caluroso ni en ningún otro lugar en el que la temperatura pueda superar los 65 ° C (150 ° F) durante un periodo prolongado. Para evitar el riesgo de accidentes y posibles lesiones al paciente, deje de utilizar el dispositivo si se ha producido un incidente de este tipo.

Garantía: se garantiza la ausencia de defectos materiales y de mano de obra en este dispositivo durante un período de 90 días. Estas garantías se aplican a dispositivos que no se hayan modificado ni sometido a un uso incorrecto, indebido o negligente. Este dispositivo está expresamente sujeto a la garantía limitada sujeta a la garantía limitada de la línea de productos Bledsoe. Puede solicitar copias de esta garantía limitada al profesional sanitario a cargo de sus cuidados, por Internet en www.BledsoeBrace.com o llamando al teléfono 1-888-BLED SOE (253-3763).

Mise en garde : ce dispositif a été développé pour les indications ci-dessus. Il risque d'être endommagé par des actions inhabituelles (sport, chutes, accidents ou exposition des charnières à des débris ou des liquides). Ne pas laisser ce dispositif dans le coffre d'une voiture par une journée très chaude ni dans tout autre lieu où la température est susceptible de dépasser 65° C (150° F) pendant une période prolongée. Pour éviter le risque d'accident et de blessure, stopper l'utilisation si ce type d'incident se produit.

Garantie : Il est garanti que cet appareil est libre de défauts en termes de matériel et de travail pendant une période de 90 jours. Ces garanties s'appliquent aux appareils qui n'ont ni été modifiés, ni soumis à une mauvaise utilisation, des mauvais traitements ou la négligence. Cet appareil est expressément soumis à la Garantie Limitée de la Ligne de Produits Bledsoe. Des copies de cette garantie limitée sont disponibles auprès de votre professionnel de la santé, via Internet à l'adresse www.BledsoeBrace.com, ou par téléphone en composant le 1-888-BLED SOE (253-3763).

Attenzione: questo tutore è stato sviluppato per le indicazioni elencate in precedenza e può essere danneggiato da attività o eventi insoliti quali sport, cadute o altri incidenti o dall'esposizione delle cerniere a scorie o liquidi. Non lasciare il tutore in auto in giornate calde o in altri luoghi con temperatura superiore a 65° C (150° F) per periodi di tempo prolungati. Per evitare il rischio di incidenti e di possibili lesioni al paziente, interrompere l'uso se si è verificato uno dei detti eventi.

Garanzia: il dispositivo è garantito da difetti nei materiali e di fabbricazione per un periodo di 90 giorni. Questa garanzia si applica ai tutori che non sono stati modificati o usati in modo non idoneo, scorretto o negligente. Il tutore è espressamente soggetto alla garanzia limitata applicabile alla linea di prodotti Bledsoe. Copie di questa garanzia limitata possono essere ottenute dai medici sul sito Web www.BledsoeBrace.com oppure chiamando il numero 1-888-BLED SOE (253-3763).

EUROPEAN AUTHORIZED REPRESENTATIVE	
EC	REP
EMERGO EUROPE Molenstraat 15 2513 BH, The Hague The Netherlands Tel: (+31) 70 345 8570 Fax: (+31) 70 346 7299	