



PRODUCT

INTENDED USERS

Neomax Premium Knee Sleeve

Medical Professionals

USES: Post-Operation Rehabilitation, Tendinitis, Bursitis, and Arthritis, Sprains and Strains

CAUTIONS: Patients should be instructed to inspect their knee and the product before and after each use.

NOTES: See pictures on the accompanying instructions as you read the following.

MODIFICATIONS TO THIS PRODUCT ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PRESCRIBING PHYSICIAN.

STEP

FITTING INSTRUCTIONS

GUIDELINES AND CAUTIONS

1. Slide brace onto the appropriate leg.

Place leg through the largest opening first.

2. Place patella into the patella opening, even if the patella area is closed.

Use pull tabs. Place the leg through largest opening first.

STEP

WASHING INSTRUCTIONS

GUIDELINES AND CAUTIONS

1. The brace can be cleaned at any time using a mild detergent and cold water.

Do not squeeze or wring out the brace pad. Do not wash in washing machine.

2. Lay brace pad out flat on a towel and air dry.

Do not place in dryer. Do not place near heater.

PROTECTED BY U.S. PATENTS #5,334,135; #5,695,452
OTHER U.S. AND FOREIGN PATENTS PENDING.



PRODUKT

Neomax Premium Kniemanschette

ANWENDER

Medizinisches Fachpersonal

ANWENDUNGEN: Postoperative Rehabilitation, Tendinitis, Bursitis und Arthritis, Verstauchungen und Zerrungen

HINWEISE: *Beim Lesen der nachstehenden Informationen bitte auf die Abbildungen Bezug nehmen.*

VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE ANWEISUNGEN, KONTRAINDIKATIONEN, PFLEGE- UND VORSICHTSHINWEISE LESEN. FÜR MODIFIKATIONEN AN DIESEM PRODUKT IST ALLEIN DER VERSCHREIBENDE ARZT VERANTWORTLICH.

SCHRITT **ANPASSUNGSANLEITUNG**

RICHTLINIEN UND VORSICHTSHINWEISE

1. Die Schiene auf das betreffende Bein schieben.
2. Die Kniescheibe in der Öffnung für die Kniescheibe plazieren, selbst wenn der Kniescheibenbereich geschlossen ist.

Das Bein zuerst durch die größte Öffnung schieben.
Die Zuglaschen verwenden. Das Bein zuerst durch die größte Öffnung schieben.

SCHRITT **WASCHANLEITUNG**

RICHTLINIEN UND VORSICHTSHINWEISE

1. Die Schiene kann jederzeit mit einem milden Reinigungsmittel und kaltem Wasser gereinigt werden.
2. Das Schienenpolster flach auf einem Handtuch an der Luft trocknen lassen.

Das Schienenpolster nicht ausdrücken oder auswringen. Nicht in der Waschmaschine waschen.
Nicht im Trockner und in der Nähe der Heizung trocknen.

**PRODUIT****Genouillère Neomax Qualité Extra****DESTINÉ À**

Corps médical

UTILISATIONS: Rééducation postopératoire, Tendinites, Bursites, Arthrose, Entorses et Élongations**AVERTISSEMENTS:** Informer les patients qu'il leur faut examiner leur genou et le produit avant et après chaque utilisation.**REMARQUES:** *Se référer aux illustrations figurant sur le mode d'emploi ci-joint en suivant les instructions ci-dessous.*

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS, CONTRE-INDICATIONS, CONSIGNES D'ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À CE PRODUIT SONT LAISSÉES À LA SEULE RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN TRAITANT.

ÉTAPE**AJUSTEMENT****DIRECTIVES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Faire coulisser la genouillère sur la jambe. | Introduire en premier la jambe dans l'ouverture la plus large. |
| 2. | Positionner la rotule au niveau de l'échancrure rotulienne, même si cette zone ne comporte pas d'ouverture. | Utiliser les attaches. Introduire en premier la jambe dans l'ouverture la plus large. |

ÉTAPE**MODE D'ENTRETIEN****DIRECTIVES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | La genouillère peut être nettoyée à tout moment avec un détergent doux et de l'eau froide. | Ne pas essorer ou tordre la genouillère. Ne pas laver en machine. |
| 2. | Étaler la genouillère à plat sur une serviette et laisser sécher à l'air libre. | Ne pas passer au sèche-linge. Ne pas laisser à proximité d'un radiateur. |

PRODUCTO**SUPUESTOS USUARIOS**

Rodillera Neomax de primera calidad Profesionales médicos

USOS: Rehabilitación post-operatoria, Tendinitis, Bursitis y Artritis, torceduras y esguinces

ADVERTENCIA: Instruir a los pacientes que deben examinar su rodilla y el producto antes y después de cada uso.

NOTAS: *Ver fotos en las instrucciones que se acompañan a medida que lee lo siguiente.*

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, CONTRAINDICACIONES, CUIDADO Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. LAS MODIFICACIONES DE ESTE PRODUCTO SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL MEDICO QUE LO RECETA.

PASO**INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACION****DIRECTRICES Y CAUTELA**

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Deslice la rodillera sobre la pierna. | Introduzca la pierna primero por la abertura ás grande. |
| 2. | Coloque la patela al nivel de la abertura de la patela aunque el área no presente una abertura. | Use las lenguetas para tirar. Introduzca la pierna primero por la abertura más grande. |

PASO**INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO****DIRECTRICES Y CAUTELA**

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | La rodillera puede ser lavada en cualquier momento con un detergente suave y agua fría. | No exprima o retuerza la almohadilla de la rodillera. No lavar en lardora. |
| 2. | Extienda la almohadilla de la rodillera sobre una toalla y deje secar al aire libre. | No coloque en la secadora. No coloque cerca de una calefacción. |



PRODOTTO

Ginocchiera Neomax Premium

UTENZA

Professionisti sanitari

USI: Riabilitazione post-operatoria, tendinite, borsite ed artrite, lacerazioni e distorsioni

AVVERTENZE: Va consigliato ai pazienti di ispezionare il ginocchio ed il prodotto prima di ogni uso.

NOTA: *Mentre si leggono queste istruzioni, seguire le illustrazioni che le accompagnano.*

ESAMINARE TUTTE LE ISTRUZIONI, LE CONTROINDICAZIONI, LE MODALITÀ DI CURA E LE AVVERTENZE PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO. LA RESPONSABILITÀ PER LE MODIFICHE APPORTATE AL PRODOTTO È ESCLUSIVAMENTE A CARICO DEL MEDICO CURANTE.

FASE

ISTRUZIONI PER INDOSSARE IL PRODOTTO

DIRETTIVE E AVVERTENZE

1. Far scivolare il supporto ortopedico sulla gamba da trattare.
2. Posizionare la patella nell'apertura apposita, anche se l'area patellare è chiusa.

- Far passare per prima cosa la gamba attraverso l'apertura più grande.
- Usare le linguette per tirare. Far passare per prima cosa la gamba attraverso l'apertura più grande.

FASE

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

DIRETTIVE E AVVERTENZE

1. Il supporto ortopedico può essere lavato in qualsiasi momento usando acqua fredda ed un detergente delicato.
2. Distendere il cuscinetto del supporto ortopedico su un asciugamano e farlo asciugare all'aria.

- Non spremere né strizzare il cuscinetto del supporto ortopedico. Non lavarlo in lavatrice.
- Non metterlo in un'asciugatrice né in prossimità di un termosifone.

PROTETTO DAI BREVETTI U.S.A. N. 5,334,135; N. 5,695,452
ALTRI BREVETTI U.S.A. E STRANIERI IN ATTESA DI REGISTRAZIONE.